KARTA GWARANCYJNA
Model: . . . . . .

Numer seryjny: . . . . . .

Pieczęć punktu sprzedaży

i czytelny podpis Sprzedającego: . . . . . .

1) ANTAR Sp. J., 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43, niniejszym udziela 12-miesięcznej gwarancji na wyrób, począwszy od daty nabycia produktu przez Kupującego. Dla produktów, których zakup jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, okres gwarancji jest przedłużony i obejmuje połowę okresu użytkowania podanego w Rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został podany w Rozporządzeniu w miesiącach lub latach.
2) W okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się do wykonania napraw niezbędnych do przywrócenia odpowiedniego funkcjonowania produktu, w okresie 14 dni od daty otrzymania produktu przez serwis wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
3) ANTAR zastrzega sobie prawo do wymiany produktu w przypadku uznania, że koszty naprawy nie są opłacalne. Naprawa lub wymiana wadliwych produktów nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji.
4) W przypadku stwierdzenia, że produkt działa nieprawidłowo, należy go niezwłocznie przesłać na adres ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem sprzedaży.
5) Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z jej postanowieniami. Korzystanie z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwołalną utratę gwarancji.
6) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zewnętrzną siłą mechaniczną, obciążeniem przekraczającym maksymalną dopuszczalną wagę użytkownika zgodnie z opisem w instrukcji, a także kontaktem produktu z alkoholem, tłustymi substancjami lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu podczas użytkowania, takich jak łożysko, elementy gumowe i inne.
7) Produkt przekazywany do serwisu w związku z reklamacją nie może spowodować epidemii.
8) NINIEJSZA GWARANCJA JEST WAŻNA WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (RACHUNEK, PARAGON, FAKTURA). W PRZYPADKU REKLAMACJI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DOWÓD ZAKUPU. W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA PRODUKTÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, NALEŻY ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE.
9) Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z numerem seryjnym produktu nie będą uwzględniane.

ANTAR Sp. J.
03-068 Warszawa
ul. Zawiślańska 43
Polska
Tel.: +48 22 518 36 00
Fax: +48 22 518 36 30
www.antar.net

CE

MD

v.1- 29.03.2022

Data wydania: 29.03.2022r

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WÓZEK INWALIDZKI, ELEKTRYCZNY, ZEWNĘTRZNY AT52317



Wstęp

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją użytkownika. Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszczerbków na zdrowiu, uszkodzeń ciała lub wypadków. Tym samym, w celu bezpiecznego i pomyślnego użytkowania wyrobu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem.

UWAGA

Należy sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń powstałych podczas przewozu. W przypadku zauważenia takich uszkodzeń, NIE WOLNO używać produktu. Więcej informacji u wytwórcy.

ZALECENIA DOT. ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA

Aby zachować bezpieczeństwo w trakcie użytkowania wyrobu, należy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi.
Nie należy składać i użytkować wyrobu przed zapoznaniem się z niniejszą instrukcją i jej zrozumieniem. Jeśli nie rozumiesz ostrzeżeń, przestróg lub instrukcji, przed próbą złożenia wyrobu skontaktuj się ze specjalistą w zakresie opieki zdrowotnej, dystrybutorem lub pracownikiem technicznym, aby uniknąć skaleczenia się lub uszkodzenia produktu. Każdy użytkownik powinien zwrócić się do swojego lekarza lub terapeuty o określenie odpowiedniego wariantu regulacji i sposobu użytkowania.
Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały zabezpieczone oraz czy kółka i ruchome części wyrobu są w dobrym stanie.
Podczas użytkowania wszystkie kółka muszą przez cały czas znajdować się w kontakcie z podłożem, co zapewnia stabilność.
Niestosowanie się do powyższych zaleceń może prowadzić do urazów.

UWAGA

Podczas użytkowania i obsługi produktu oraz podczas jego składania i regulowania mechanizmów może zaistnieć niebezpieczeństwo uwięźnięcia i/lub ściśnięcia części ciała użytkownika/osoby towarzyszącej w otworach/szczelinach pomiędzy elementami. Należy wykonywać te czynności szczególnie ostrożnie. Po zakończeniu regulacji ustabilizować pozycję poprzez dokładne dokręcenie nakrętek/śrub.

UWAGA

W przypadku wystąpienia związanego w wyrobem „poważnego incydentu", który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregokolwiek z niżej wymienionych zdarzeń:
a) zgonu pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
b) czasowego lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
c) poważnego zagrożenia zdrowia publicznego
należy powyższy „poważny incydent" zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku Polski właściwym organem jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

UWAGA

W przypadku wystąpienia bólu, reakcji alergicznych lub innych niepokojących, niejasnych dla użytkownika objawów związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

UWAGA

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zaniedbaniem konserwacji, nieodpowiednim serwisowaniem bądź będące skutkiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

UWAGA

W przypadku nieprawidłowego korzystania z wyrobu może zaistnieć ryzyko wywrócenia się. Prosimy o przestrzeganie zaleceń dotyczących wsiadania/zsiadania/poruszania się.

OSTRZEŻENIA

- Zabrania się korzystania z wózka, jeśli jego użytkowanie jest niezgodne z prawem lokalnym
- Zabronione jest użytkowanie produktu w sposób inny niż zgodnie z jego przeznaczeniem
- Zabroniona jest jazda pozioma po zboczu
- Przeładowanie jest zabronione, a maksymalna ładowność wynosi 120 kg
- Zabrania się przekraczania linii bezpieczeństwa każdej z części teleskopowych
- Zabrania się ręcznego kontaktu z elementami elektrycznymi, a przed rozpoczęciem kontaktu należy upewnić się, że wózek jest wyłączony
- Zabrania się gwałtownego skręcania, znacznej zmiany kierunku jazdy i niestabilności, co może spowodować zagrożenie
- Zabrania się jazdy w złych warunkach atmosferycznych lub w niesprzyjającym środowisku, tj. ulewny deszcz, ciężki śnieg, wiatr i inne warunki atmosferyczne oraz śliskie, błotniste i inne powierzchnie
- Dzieciom poniżej 14 roku życia zabrania się samodzielnej jazdy (dopuszczalny wiek prowadzenia pojazdu jest uzależniony od lokalnego prawa)
- Zabrania się jazdy bez kasku ochronnego. Noś kask lub inne wyposażenie ochronne zgodnie z lokalnymi przepisami
- Podczas jazdy zabronione jest puszczanie uchwytu kierownicy. Zabrania się opierania ciała na uchwycie kierownicy. Zabronione jest opuszczanie pedału nożnego podczas jazdy
- Zabronione jest samowolne modyfikowanie części i jazda zmodyfikowanym wózkiem po drogach
- Zabroniona jest jazda w niebezpiecznym otoczeniu, należy unikać łatwopalnych gazów, pary, cieczy, pyłów itp., które mogą spowodować niebezpieczne zdarzenia, takie jak pożar lub wybuch

UŻYTKOWNIE

1. Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy zasilanie jest odpowiednie, czy ciśnienie w oponach jest wystarczające i czy skuteczność hamowania jest nienaruszona.
2. Należy włożyć kluczyk do zamka elektrycznego, przekręcić go w położenie "ON", lampka kontrolna zasilania zapali się, a zasilanie zostanie włączone przed rozpoczęciem jazdy.
3. Prawą ręką powoli obrócić dźwignię regulacji prędkości do tyłu do uzyskania prędkości, która jest potrzebna do rozpoczęcia normalnej jazdy.
4. Kiedy musisz się zatrzymać, najpierw przekręć dźwignię, tak aby prędkość znacznie spadła, następnie zahamuj i zatrzymaj wózek, przekręć kluczyk do pozycji "OFF", oznacza to, że zasilanie zostało odcięte, kluczyk wyjmij z gniazdka.
5. Po użyciu należy naładować akumulator zgodnie z pozostającą pojemnością baterii.

UWAGA

Maksymalna prędkość wynosi około 6km/h, przy czym promień skrętu jest ograniczony. Jeśli wykonasz ostry zakręt przy zbyt dużej prędkości, środek ciężkości stanie się niestabilny, co może doprowadzić do przewrócenia się i innych niebezpieczeństw.

PRZEZNACZENIE

Produkt jest przeznaczony do wygodnego transportu osób o ograniczonej zdolności lub braku zdolności chodzenia. Wózek jest zaprojektowany do transportu jednej osoby.

PRZECIWWSKAZANIA

Ograniczenia fizyczne lub umysłowe (np. upośledzenie wzroku), które uniemożliwiają bezpieczne obchodzenie się z produktem.

CECHY PRODUKTU

Wózek AT52317 jest sprytnym i lekkim składanym czterokołowym narzędziem podróży. Czterokołowa konstrukcja jest stabilna i odpowiednia dla różnych grup wiekowych. Posiada zaawansowaną i niezawodną technologię projektową, zapewnia oszczędność energii, nie powoduje zanieczyszczeń i hałasu podczas pracy, co sprzyja ochronie środowiska.

ROZKŁADANIE

Należy ustawić wózek na płaskim podłożu i pociągnąć za dolny mały czerwony uchwyt kulkowy, aby odblokować blokadę składania, następnie należy pociągnąć go do tyłu i do przodu, aby zakończyć rozkładanie, na końcu zainstalować siedzisko.

SKŁADANIE

Należy ustawić wózek na płaskim podłożu, zdjąć część siedziska przed złożeniem i pociągnąć do góry dużą czerwoną kulę po prawej stronie. Po złożeniu, można pociągnąć za drążek kierunkowy aby go holować. Jeśli trzeba umieścić go w samochodzie lub przetransportować, można otworzyć uchwyt zwalniający kierunkowskaz i obrócić luźną nakrętkę, aby ustawić go na najniższej wysokości.



Rys. 1



Rys. 2



Rys.3

REGULACJA DRĄŻKA KIEROWNICZEGO I MONTAŻ SIEDZISKA

Najpierw należy otworzyć uchwyt mocujący i obrócić poluzowaną nakrętkę. Ustawić dźwignię kierunkową na odpowiednią wysokość w zależności od wzrostu użytkownika. Po zakończeniu regulacji należy dokręcić nakrętkę i zablokować uchwyt mocujący. Podczas regulacji drążka kierowniczego należy uważać, aby nie odsłonić linii wyznaczającej bezpieczeństwo**.**

Montaż siedziska: Podnieś siedzenie, wprowadź uchwyt za siedzeniem do wycięcia za siedzeniem, przeciągnij pręt pod siedzeniem i wprowadź uchwyt z przodu siedzenia do rowka z przodu siedzenia. Mały wspornik można regulować do przodu i do tyłu. Następnie ustaw siedzisko.

Demontaż: Pociągnij pręt pod siedziskiem i podnieś siedzisko do góry, aby zdjąć siedzisko



Rys. 4



Rys. 5



Rys.6

SCHEMAT FUNKCJI

Zespół przyrządów LCD, zamek, reflektory LED i wyświetlacz zasilania.

Wprowadź i raz przekręć klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby włączyć zasilanie, przekręć klucz w przeciwną stronę w celu wyłączenia zasilania. Obróć klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara dwa razy, aby włączyć reflektory LED. (rys.7)

Przełącznik klaksonu - naciśnij przycisk klaksonu w celu wygenerowania dźwięku. (rys.8)

W celu dostosowania przyspieszenia należy przekręcić prawy uchwyt do regulacji prędkości zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku. (rys.9)

Trzy-biegowy przełącznik zmiany biegów (I, II, III) trzy biegi odpowiednio odpowiadają 6/12/18km/h. Przełącznik biegu wstecznego "R", stan po naciśnięciu jest biegiem wstecznym, a następnie stan odbicia jest biegiem do przodu.

System parkowania (dwubiegowa regulacja hamulca ręcznego), parkowanie w sposób zapobiegający nierównościom drogi.



Rys. 7



Rys. 8



Rys. 9



Rys. 10

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Port ładowania znajduje się pod lewą częścią korpusu, pokrywa portu ładowania musi być otwarta, a port ładowania suchy. Proszę podłączyć w pierwszej kolejności ładowarkę do gniazda ładowania pojazdu, a następnie podłączyć wtyczkę ładowarki do gniazda zasilania. Po naładowaniu, odłącz zasilanie, a następnie odłącz złącze, które jest podłączone do portu ładowania pojazdu

W celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu, pakiet akumulatorów nie jest w pełni naładowany. Ze względu na samo zużycie energii elektrycznej podczas transportu i cyklu przechowywania, urządzenie może mieć niską moc lub nie mieć jej wcale podczas pierwszego użycia. Jest to normalne zjawisko. Nie należy się tym przejmować. Należy ładować urządzenie zgodnie z metodą ładowania.

Proszę używać oryginalnej ładowarki do ładowania. Nie należy używać innych ładowarek. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje spowodowane przez nieużywanie oryginalnej ładowarki.

Czas ładowania trwa około 5~8 godzin (w zależności od pojemności akumulatora). Podczas ładowania, wskaźnik na ładowarce świeci się na czerwono, wskazując, że zasilanie jest włączone i ładuje się. Gdy wskaźnik zmieni się z czerwonego na zielony, oznacza to, że akumulator jest w pełni naładowany. W tym momencie należy przerwać ładowanie. Maksymalny czas ładowania nie powinien przekraczać 10 godzin. Długotrwałe ładowanie wpłynie na żywotność i bezpieczeństwo akumulatora. Zabrania się demontażu ładowarki, ponieważ posiada ona obwód wysokiego napięcia.

Nie należy podłączać ładowarki do zasilania bez działającej ładowarki, w przeciwnym razie spowoduje to uszkodzenie żywotności ładowarki i może spowodować inne niebezpieczeństwa. Podczas ładowania, otoczenie powinno być puste, wentylowane, bez ognia, bez materiałów łatwopalnych lub wybuchowych wokół.



Rys.13



Rys.14

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Jeśli na powierzchni korpusu wózka pojawią się plamy, przetrzyj je czystą wodą lub łagodnym detergentem, a następnie wytrzyj suchą szmatką.

Wskazówka: Do czyszczenia nie należy używać alkoholu, benzyny, nafty ani innych żrących, lotnych rozpuszczalników chemicznych, w przeciwnym razie poważnie uszkodzi to wygląd i wewnętrzną strukturę karoserii.

Zabronione jest używanie wysokociśnieniowego pistoletu wodnego do mycia, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych elementów elektronicznych i okablowania ponieważ może to skutkować potencjalnym wypadkiem. Gdy produkt nie jest używany, staraj się przechowywać go w suchym i chłodnym pomieszczeniu zamkniętym. Staraj się unikać przechowywania go na zewnątrz przez dłuższy czas. Ekspozycja na światło słoneczne, przegrzanie i zimne środowisko zewnętrzne przyspieszają starzenie się opon oraz skracają żywotność jego akumulatora. Nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować tego produktu. Firma nie ponosi jakichkolwiek konsekwencji za samodzielną ingerencję w pojazd. Zabronione jest używanie jakichkolwiek części zamiennych niewskazanych przez firmę. Użycie ich spowoduje utratę gwarancji. W przypadku konieczności naprawy lub wymiany części, prosimy o kontakt z naszą firmą lub lokalnym sprzedawcą.

Konserwacja akumulatora

Nie należy umieszczać produktu w temperaturach powyżej 40 °C lub w niskich temperaturach poniżej -20 °C. Nie należy wkładać akumulatora do ognia. W takich przypadkach może to spowodować awarię baterii, przegrzanie, a nawet ryzyko pożaru.

Należy unikać całkowitego wyczerpania baterii i jej ponownego ładowania. Staraj się używać urządzenia tak często, jak to tylko możliwe. Wydłuży to znacznie żywotność akumulatora. Ponadto, jeśli akumulator jest używany w temperaturze pokojowej, może osiągnąć większy zasięg i wydajność podczas jazdy, natomiast jeśli jest używany w środowisku o temperaturze poniżej 0°C, jego żywotność i wydajność ulegną skróceniu. Zazwyczaj w temperaturze -20 °C zasięg jazdy może być o połowę mniejszy niż w normalnej temperaturze. Po wzroście temperatury, bateria odzyska swój zasięg. Jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, pamiętaj o ładowaniu co najmniej raz w miesiącu aby utrzymać żywotność akumulatora. Brak ładowania przez dłuższy czas może spowodować nadmierne rozładowanie akumulatora i jego uszkodzenie. Takie uszkodzenie jest niemożliwe do naprawienia.

Uwaga: Osobom nie będącym profesjonalistami zabrania się demontażu akumulatora, w przeciwnym razie może dojść do poważnych wypadków związanych z bezpieczeństwem w wyniku porażenia prądem lub zwarcia! Jednocześnie nie wolno samowolnie wyjmować akumulatora. Jeśli potrzebujesz wymienić baterię, prosimy o kontakt z naszą firmą lub lokalnym dystrybutorem, zapewnimy Ci wysokiej jakości profesjonalne usługi.

SPOSÓB UTYLIZACJI WYROBU PO WYCOFANIU Z EKSPLOATACJI

Po wycofaniu wyrobu z eksploatacji wyrób medyczny można zutylizować jak zwykły odpad komunalny z wyjątkiem wyrobów elektrycznych – należy postępować w sposób właściwy dla utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

ZAKRES DOSTAWY: WÓZEK, INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa produktu	WÓZEK INWALIDZKI, ELEKTRYCZNY, ZEWNĘTRZNY AT52317
Wymiary całkowite	980x550x830mm
Rozmiary opakowań	370x550x690mm
Wielkość opakowania	630*410*745mm
Moc silnika	250W
Rozmiar kół przód / tył	10/8 cali
Bateria litowa	36V10Ah
Ładowarka	110 - 220V
Czas ładowania	5h
Prędkość maksymalna (km/h)	6km/h
Promień skrętu	1.5m
Maks. stopień przewyższenia.	12°
Maks. ciężar załadunku	120 kg
Odstęp od podłoża	9.5cm
Zasięg	25km
Waga nominalna / ciężar brutto	29kg
Części dodatkowe	kosze



Ten znak oznacza maksymalną wagę użytkownika!