Extreme X8



Ref.: 01/2025 (Obowiązuje do 31.12.2025)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA


Errors and imissions excepted..

Dane do faktury / Nr klienta		Adres dostawy ☐ Taki, jak do faktury	
Nr Kl.:		Nr Kl.:	
Nazwa:		Nazwa:	
Ulica:		Ulica:	
Miasto:		Miasto:	
E-Mail:		E-Mail:	
Tel.:		Tel.:	

Informacje o zamówieniu		Waga użytkownika	
☐ Zamówienie ☐ Kalkulacja ☐ Built-4-Me®		Art. No.:	
Nr zamówienia:		**Waga użyt.:**	**kg**
Kod refundacji:		Cena od: **87.500 PLN**	
Data zam.: Dzień	Miesiąc Rok		

Wymiary użytkownika

a)	Od siedz. do czubka głowy		mm
b)	Od sziedz. do wys. ramion		mm
c)	Od siedziska pod pachę		mm
d)	Od siedziska do łokci		mm
e)	Od siedziska do kolcy biod.		mm
f)	Szerokość ramion		mm
g)	Szerokość tułowia		mm
i)	Szerokość bioder		mm
j)	Głębokość siedziska		mm
m)	Długość stóp		mm
n)	Długość podudzi		mm
o)	Szerokość siedziska		mm



Dane techniczne:

Max. waga użytk.	155 kg z windą i przech. siedziska	**Prześwit**	100 mm (w zależności od konfiguracji)
Szerokość podstawy	710 mm	**Koła napędowe**	4 x 355 mm (14")
Długość podstawy	1030 mm	**Ładowarka**	220 V/10 A
Sterowniki	R-Net (Moduł zasilania 120A)	**Akumulatory**	80 Ah (108 Ah opcjonalnie)
Silniki	10 km/h, 4 x 700 W, 4-biegunowe	**Promień skrętu**	1415 - 1470 mm
Std konfiguracja	Obejmuje system oparcia MPS, system siedzisk MPS, bezobsługowe akumulatory 80 Ah i ładowarkę 10 A		
Opony	Maksymalne ciśnienie w oponach w zależności od wagi użytkownika od 0,25 do 0,55 bara (patrz tabela w instrukcji obsługi)		

Podstawa napędowa

Wózek elektryczny		PLN
☑ MAG010006	**EXTREME X8**	87500

Colour Selection			PLN
☑ MAGRED	Ognisty czerwony (COWLRD)	Flame Red (COWLRD)	0
☐ MAGCOWLBL	Niebieski oceaniczny (COWLBL)	Ocean Blue (COWLBL)	0
☐ MAGBLACK	Niewidzialna czerń (COWLBK)	Stealth Black (COWLBK)	0
☐ MAGORANGE	Pustynna mandarynka (COWLTG)	Desert Tangerine (COWLTG)	0
☐ MAGYELLOW	Wschód słońca żółty (COWLYE - PI)	Sunrise Yellow (COWLYE - PI)	0
☐ MAGMGREEN	Leśny zielony (COWLGN)	Forest Green (COWLGN)	0
☐ MAGCOWLFC	Leśny kamuflaż (COWLFC)	Forest Camo (COWLFC)	3375
☐ MAGCOWLAC	Kamuflaż wojskowy (COWLAC)	Army Camo (COWLAC)	3375
☐ MAGCOWLFL	Wściekłość płomieni (COWLFL)	Flames fury (COWLFL)	3375

Podstawa jezdna Extreme X8		PLN
☑ MAG2944	Blokada toru jazdy	3290
☐ MAG2899	Mocowania Crash test	1505
☐ MAG5420	X8 pierścienie do podnoszenia	2235
☐ MAG4384	Extreme X8 rolka stabilizująca	1310
X8 obręcze kół		
☐ MAG6671	Srebrne obręcze	0
☐ MAG6670	Czarne obręcze	0

Opcje odporności na przebicie		PLN
☐ MAG7050	Pneumatyczne	0
☐ MAG7056	Extreme X8 zestaw do ochrony przed przebiciem	4685
☐ MAG7058	Neverflat dla Extreme X8	780

Oświetlenie LED		PLN
☑ MAG5227	Bez oświetlenia	0
☐ MAG2857	Oświetlenie X8 mocowane do siedziska	2085
☐ MAG6530	Oświetlenie X8 mocowane do podstawy jezdnej	2300

Akumulatory		PLN
☐ MAG6668	Akumulatory, 80 AH	0
☐ MAG6669	Akumulatory, 108 AH	1500

Ładowarki		PLN
☐ MAG160103	Ładowarka (10A) wersja EU	0
☐ MAG160104	Ładowarka (10A) wersja UK	0

(1) Proszę wziąć pod uwagę, że każda obudowa jest wykonana ręcznie i dlatego może różnić się wyglądem i kolorystyką

SIEDZISKO

Moduły przechylenia siedziska		PLN
☐ MAG2852-KIT	Stała rama (bez funkcji elektrycznych)	0
☑ MAG3502-KIT	Stała rama (tylko światła)	2195
☐ MAG5335	Stała rama (z funkacjami elektrycznymi)	4170
☐ MAG5127	Przechylenie siedziska (0 - 50°)	10530
☐ MAG5126	Winda i przechylenie siedziska (winda 300 mm, 0 - 45°)	16980

Wysokość siediska (od podłoża)		PLN
☑ MAG6552	Wysokość siedziska: pozostaw bez zmian (dla przechylenie siedziska lub stałej ramy)	0
☐ MAG3323-PI-2	Podniesione siedzenie 25mm/1 Inch (dla przechylenie siedziska lub stałej ramy) Dodano wysokość siedziska w porównaniu ze standardową wysokością siedziska 470 mm, zestawy wysokości siedziska wymagane dla długości podudzi 375-400 mm	490
☐ MAG3323-PI-4	Podniesione siedzenie 50mm/2 Inch (dla przechylenie siedziska lub stałej ramy) Dodano wysokość siedziska w porównaniu ze standardową wysokością siedziska 470 mm, zestawy wysokości siedziska wymagane dla długości podudzi 375-400 mm	490

Systemy siedzisk		PLN
☑ MAGMPSSEATVINYL	Siedzisko MPS VINYL	0
☐ MAGMPSSEATFABRIC	Siedzisko MPS FABRIC/MATERIAŁOWA	0
☐ MAGREHABSEATPAN	Siedzisko Rehab, wybierz później MPS lub poduszkę rehab	0

Sekcja A – MPS wymiary siedziska

Szerokość siedziska

☐ MAGSW405MM	405 mm	
☑ MAGSW455MM	455 mm	
☐ MAGSW510MM	510 mm	
☐ MAGSW560MM	560 mm	
☐ MAGSW610MM	610 mm	

Głębokość siedziska

☐ MAGSD405MM	405 mm	
☑ MAGSD455MM	455 mm	
☐ MAGSD510MM	510 mm	

Sekcja B – Rehab wymiary siedziska

Szerokość siedziska Głębokość minus szerokość nie może przekraczać 50 mm

☐ MAGSW305MM	305 mm	☐ MAGSW430MM	430 mm	☐ MAGSW560MM	560 mm
☐ MAGSW330MM	330 mm	☐ MAGSW455MM	455 mm	☐ MAGSW585MM	585 mm
☐ MAGSW355MM	355 mm	☐ MAGSW480MM	480 mm	☐ MAGSW610MM	610 mm
☐ MAGSW380MM	380 mm	☐ MAGSW510MM	510 mm		
☐ MAGSW405MM	405 mm	☐ MAGSW535MM	535 mm		

Głębokość siedziska Głębokość minus szerokość nie może przekraczać 50 mm

☐ MAGSD305MM	305 mm	☐ MAGSD430MM	430 mm	☐ MAGSD560MM	560 mm
☐ MAGSD330MM	330 mm	☑ MAGSD455MM	455 mm	☐ MAGSD585MM	585 mm
☐ MAGSD355MM	355 mm	☐ MAGSD480MM	480 mm	☐ MAGSD610MM	610 mm
☐ MAGSD380MM	380 mm	☐ MAGSD510MM	510 mm		
☐ MAGSD405MM	405 mm	☐ MAGSD535MM	535 mm		

SIEDZISKO

Sekcja B – Poduszka siedziska dla Rehab		PLN
☑ MAGWOSEATCUSH	Bez poduszki siedziska	0
☐ MAGCMRC	MPS zdejmowa poduszka siedziska Minimalna szerokość i głębokość 405 mm	1940
☐ MAGPADDEDSC	Płaska wyścielana poduszka siedziska	1120

Sekcja B – Pokrowiec dla poduszki siedziska Rehab		PLN
☑ MAGSUFABRIC	Fabric/Materiałowa	0
☐ MAGSUVINYL	Vinyl	0

OPARCIE

Oparcie dla siedziska MPS		PLN
☑ MAGMPSBACK	Oparcie MPS	975

Oparcie dla siedziska Rehab		PLN
☐ MAGMPSBACKREHAB	Oparcie MPS	975
☐ MAGREHABCANES	Rama oparcia Rehab, wybierz później poduszkę oparcia MPS lub rehab	0
☐ MAGREHABFOLD	Rama oparcia Rehab, składana, wybierz później poduszkę oparcia MPS lub rehab	2325

Pokrowiec poduszki oparcia MPS		PLN
☑ MAGFABRICBR	Fabric/Materiałowy	0
☐ MAGVINYLBR	Vinyl	0

Oparcie MPS – Wymiary		PLN
Szerokość oparcia Wysokość oparcia minus szerokość oparcianie może przekraczać 50 mm		
☐ MAGBW405MM	405 mm	0
☑ MAGBW455MM	455 mm	0
☐ MAGBW510MM	510 mm	0
☐ MAGBW560MM	560 mm	0
☐ MAGBW610MM	610 mm	0
Wysokość oparcia Wysokość oparcia minus szerokość oparcianie może przekraczać 50 mm		
☑ MAGBH535MM	535 mm	0
☐ MAGBH585MM	585 mm	0

Opcje odchylania oparcia		PLN
Opcje odchylania dla siedziska MPS i oparcia MPS		
☑ MAG3900-S-3901-F	Manualne odchylanie (0° - 170°)	1455
☐ MAG3904-S-3905-F	Elektryczne odchylanie (0° - 150°) Niedostępne ze stałym przechyleniem MAG2852-KIT i MAG3502-KIT	5890
Opcje odchylania dla siedziska Rehab i oparcia MPS		
☐ MAG3908-S-3909-F	Manualne odchylanie (0° - 170°)	1455
☐ MAG3912-S-3913-F	Elektryczne odchylanie (0 - 160°) Wysokość oparcia minus szerokość oparcianie może przekraczać 50 mm	5890
Opcje odchylania dla siedziska Rehab i ramy oparcia Rehab		
☐ MAG3920-S-3921-F	Stałe (0° - 15°), (0°, 7,5°, 15°)	0
☐ MAG3924-S-3925-F	Manualne odchylanie (0° - 170°)	1455
☐ MAG3928-S-3929-F	Elektryczne odchylanie (0° - 160°) Wysokość oparcia minus szerokość oparcianie może przekraczać 50 mm	5890
☐ MAG3932-S-3933-F	Elektryczne odchylanie z Anti-shear (0° -155°) Wysokość oparcia minus szerokość oparcianie może przekraczać 50 mm; niedostępne z SW 305, 330, 355	6835

Opcje odchylania dla siedziska Rehab i ramy oparcia Rehab, składanej		
☐ MAG3922-S-3923-F	Stałe (0° - 15°), (0°, 7,5°, 15°)	0
☐ MAG3926-S-3927-F	Manualne odchylanie (0° - 170°)	1455
☐ MAG3930-S-3931-F	Elektryczne odchylanie (0° - 160°) Wysokość oparcia minus szerokość oparcianie może przekraczać 50 mm	5890
☐ MAG3934-S-3935-F	Elektryczne odchylanie z Anti-shear (0° -155°) Wysokość oparcia minus szerokość oparcianie może przekraczać 50 mm; niedostępne z SW 305, 330, 355	6835

Proszę wypełnić tylko w przypadku wybrania siedziska Rehab!

Wkładka oparcia Rehab		PLN
☐ MAGBACKRESTINSERT	Wkładka oparcia Magic Rehab Dostępne tylko z MAGREHABCANES i MAGREHABFOLD	4040
☐ MAGMPSINSERT	Wkładka oparcia MPS Tylko z MTO pokrowiec materiłowy (poza Standard)	4040

Poduszka oparcia Magic Rehab		PLN
☐ MAGBRMRJ	Junior (350 mm wysokości)	0
☐ MAGBRMRJXS	Junior (Xtra wysoka, 410 mm wysokości)	0
☐ MAGBRMRMS	Średnia (Niska, 430 mm wysokości)	0
☐ MAGBRMRM	Średnia (480 mm wysokości)	0
☐ MAGBRMRMXT	Średnia (Xtra wysoka, 530 mm wysokości)	0
☐ MAGBRMRLS	Duża (Niska, 430 mm wysokości)	0
☐ MAGBRMRL	Duża (480 mm wysokości)	0
☐ MAGBRMRLXT	Duża (Xtra wysoka, 530 mm wysokości)	0

Pokrowiec poduszki oparcia Rehab		PLN
☐ MAGFABRICBR	Fabric/Materiałowy	0
☐ MAGVINYLBR	Vinyl	0

Oparcie Rehab wymiary elementów do pogłębienia konturu		PLN
Do poduszek oparcia Magic Rehab duża/średnia		
☐ MAGBOLSTERS	Płytki (110 mm głębokości)	0
☐ MAGBOLSTERSTD	Standard (160 mm głębokości)	0
☐ MAGBOLSTERD	Głeboki (220 mm głębokości)	0
☐ MAGNOBOLSTER	Bez pogłębienia konturu	0

Oparcie Rehab wkładka lędźwiowa		PLN
☐ MAGLUMBARS	Płytka (wkładka 12 mm)	0
☐ MAGLUMBARSTD	Standard (wkładka 25 mm)	0
☐ MAGLUMBARD	Głęboka (wkładka 35 mm)	0
☐ MAGNOLUMBAR	Bez wkładki lędźwiowej	0

Elementy mocowania oparcia		PLN
☑ MAG3495	Standard, stałe mocowania	0
☐ MAG3492-PI	Z możliwością szybkiego wyjęcia	1095

Rączki do pchania		PLN
☐ MAG0057-PI	MPS pałąk do pchania	0
☐ MAGPRHA	MPS rączki z regulacją wysokości	1410
☐ MAG0056-WOKOR-2	MPS rączki Peg	0
☐ MAG46354636	Rehab rączki Peg	700

Uchwyty do torby na oparcie		PLN
☐ MAG5724	MPS - uchwyty na torbę (para) mocowane na oparciu	285
☐ MAG5723	REHAB - uchwyty na torbę(w kształcie litery J) mocowane na drążku rozporowym	285

Zagłówki - wszystkie podstawy		PLN
Zagłówki MPS		
☐ MAG2770VI	Zagłówek MPS, mocowanie zagłówka MPS, tkanina pasująca do oparcia Montaż jak w przypadku zagłówków foteli samochodowych, z osłoną z tkaniny	1600
Zagłówki Rehab		
☐ MAGREHABSTD	Magic Rehab Standard	1360
☐ MAGREHABWIDE	Magic Rehab Szeroki	1360
Mocowania zagłówków (tylko dla zagłówków REHAB)		
☐ MAG4113	2 AXIS (pojedynczy wspornik, 2 płaszczyzny regulacji)	1095
☐ MAG4114	3 AXIS (pojedynczy wspornik, 3 płaszczyzny regulacji)	1095
☐ MAG4115	MULTI AXIS (pojedynczy wspornik)	1095

Zagłówki Rehab		PLN
☐ MAGFABRICHR	Fabric/Materiałowy	0
☐ MAGVINYLHR	Vinyl	0

PODŁOKIETNIKI - wszystkie podstawy	PLN

Podłokietniki – Rodzaje		PLN
☑ MAG3572	Para - podłokietnik standardowy, pojedynczy wspornik	0
☐ MAG3994	Para - dwa wsporniki	1165
☐ MAGFLEXIARM	Para - podłokietnik flexi	4065
☐ MAG6503-6502	Para - podłokietnik flexi z blokadą pozycji	4385
☐ MAG3331-6500	Para - podłokietnik flexi ze słupkiem blokującym Słupek blokujący przymocowany do szyny siedziska	5290
☐ MAG3727-6501	Para - podłokietnik flexi ze słupkiem blokującym, opuszczane	5290

Podłokietniki – Wysokość											
☐ MAGAH220MM	220 mm	☐ MAGAH260MM	260 mm	☐ MAGAH300MM	300 mm	☐ MAGAH340MM	340 mm	☐ MAGAH380MM	380 mm		
☐ MAGAH230MM	230 mm	☐ MAGAH270MM	270 mm	☐ MAGAH310MM	310 mm	☐ MAGAH350MM	350 mm	☐ MAGAH390MM	390 mm		
☐ MAGAH240MM	240 mm	☐ MAGAH280MM	280 mm	☐ MAGAH320MM	320 mm	☐ MAGAH360MM	360 mm				
☐ MAGAH250MM	250 mm	☐ MAGAH290MM	290 mm	☑ MAGAH330MM	330 mm	☐ MAGAH370MM	370 mm				

Poduszki podłokietnika – Rodzaje		PLN
☑ MAGAP75-WOKOR-2	Poduszki podłokietnika 75 mm	0
☐ MAG3971-3972	Poduszki podłokietnika MPS	345
☐ MAG3712	Poduszki podłokietnika MPS wysuwane	1535
☐ MAGAP50-2	Poduszki podłokietnika 50 mm	345
☐ MAG6711	Poduszki podłokietnika Waterfall	1745
☐ MAG3775	Poduszki podłokietnika ryninkowate	1745
☐ MAG6750	Poduszki podłokietnika ryninkowate z podparciem łokci	2040
☐ MAG6751	Poduszki podłokietnika ryninkowate z podkładką pod dłoń	2195
☐ MAG6752	Poduszki podłokietnika ryninkowate z podkładką pod dłoń i podparciem łokci	2195

Poduszki podłokietnika – Tapicerka		PLN
☑ MAGAPVINYL	Vinyl	0
☐ MAGAPFABRIC	Fabric/Materiałowe	0

Uchwyty na torbę na podłokietniki		PLN
☐ MAGHOOKA2RH	Uchwyty na torbę mocowane po prawej	285
☐ MAGHOOKA2LH	Uchwyty na torbę mocowane po lewej	285

Podnóżki

Wysokość podnóżka

☐	MAGLL300MM	300 mm	☐	MAGLL340MM	340 mm	☑	MAGLL380MM Wymagany zestaw wysokości	380 mm	☐	MAGLL420MM Wymagany zestaw wysokości	420 mm
☐	MAGLL310MM	310 mm	☐	MAGLL350MM	350 mm	☐	MAGLL390MM Wymagany zestaw wysokości	390 mm	☐	MAGLL430MM Wymagany zestaw wysokości	430 mm
☐	MAGLL320MM	320 mm	☐	MAGLL360MM	360 mm	☐	MAGLL400MM Wymagany zestaw wysokości	400 mm			
☐	MAGLL330MM	330 mm	☐	MAGLL370MM	370 mm	☐	MAGLL410MM Wymagany zestaw wysokości	410 mm			

Podnóżki – rodzaj		PLN
☑ MAGCPLEGREST	Centralnie mocowany podnóżek	0
☐ MAGCPOWER	Elektryczny centralnie mocowany podnóże Niedostępne ze stałym nachyleniem MAG2852-KIT i MAG3502-KIT	8555
☐ MAG3528	Odchylane podnóżki	0
☐ MAG3527-ME	Odchylane podnóżki z manualną regulacją kąta	2410
☐ MAG3526-ME	Odchylane podnóżki z elektryczną regulacją kąta Niedostępne ze stałym nachyleniem MAG2852-KIT i MAG3502-KIT	9200

Platformy podnóżków		PLN
☑ MAG4055FIX	Centralny podnóżek: pojedyncza platforma, stała	0
☐ MAG4055FIX-2	Centralny podnóżek: podwójna platforma, stała	880
☐ MAG4055	Centralny podnóżek: pojedyncza platforma, podnoszona	635
☐ MAG4055-2	Centralny podnóżek: podwójna platforma, podnoszona	880
☐ MAG4055SFP	Centralny podnóżek: pojedyncza platforma, podnoszona, KRÓTKI	1120
☐ MAG4055SFP-2	Centralny podnóżek: podwójna platforma, podnoszona, KRÓTKI	1360
☐ MAG4755	El. centralny podn.: pojedyncza platforma, podnoszona	1360
☐ MAG4755-2	El. centralny podn.: podwójna platforma, podnoszona	1360
☐ MAG5746	El. centralny podn.: pojedyncza platforma, podnoszona, SZEROKI	1490
☐ MAGFLIPUP	Podwójna platforma, podnoszona Tylko dla odchylanych podnóżków	880
Platformy podnóżków		
☐ MAG4312	Blokada dla podnóżków odchylanych Tylko dla odchylanych podnóżków	420
☐ MAG5323	Metalowe wsporniki do ustawienia stóp Tylko na CMPE i mocowaniu centralnym	400
☐ MAG4260	Blok/Klin odwodzący (neoprenowy)	1430

Podparcie łydek		PLN
☐ MAGCALFSUPPORT	Podparcie łydek Niedostępne z MAGCPOWER	1215

Poduszki kolanowe						PLN
☐ MAG4247	Poduszki kolanowe					2345
☐ MAGKPCMPE	Poduszki kolanowe dla el. centralnie mocowanego podnóżka					2300
☐ MAG4660	Poduszki kolanowe dla odchylanych podnóżków bez regulacji kąta					2345
☐ MAG4104	Poduszki kolanowe dla odchylanych podnóżków z regulacją kąta					1165

Pozycjonowanie

Pasy biodrowe						PLN
☐ MAG4973-MPS-4974-R	Pas standardowy dla oparcia MPS	☐ 500 mm	☐ 600 mm	☐ 700 mm	☐ 800 mm	430
☐ MAG4973-4974-PBPAD	Standardowy pas z 2 nakładkami	☐ 500 mm	☐ 600 mm	☐ 700 mm	☐ 800 mm	770
☐ MAG6540	4-punktowy pas bezpieczeństwa	☐ 500 mm	☐ 600 mm	☐ 700 mm	☐ 800 mm	825
☐ MAG6540-2XPBPAD-4	4-punktowy pas bezpieczeństwa z 2 nakładkami	☐ 500 mm	☐ 600 mm	☐ 700 mm	☐ 800 mm	1165
☐ MAG4730	Zwijany pas biodrowy (do siedziska Rehab)					1215
	☐ MAGLBLH	Klamra po lewej stronie Tylko dla standardowego pasa stabilizującego				0
	☐ MAGLBRH	Klamra po prawej stronie Tylko dla standardowego pasa stabilizującego				0
☐ MAG4731	Zwijany pas biodrowy (do siedziska MPS)					1215
	☐ MAGLBLH	Klamra po lewej stronie Tylko dla standardowego pasa stabilizującego				0
	☐ MAGLBRH	Klamra po prawej stronie Tylko dla standardowego pasa stabilizującego				0

Podparcie klatki piersiowej (poduszka i mocowanie)		PLN
☑ MAG1506	Regulowane mocowania (dla oparć MPS)	2040
☐ MAG4943	Regulowane mocowania (MPS insert back)	2970

Peloty biodrowe — winylowe		PLN
☐ MAGHPKIT	Peloty biodrowe na regulowanych wspornikach (para)	2625

Uprzęże		PLN
☐ MAGHARP	Uprząż pediatryczna	780
☐ MAGHARQ	Uprząż standardowa	780

Sterowanie / Elektronika

Sterowniki – R-Net		PLN
☐ MAGPG-JSMLEDL	Podstawowy joystic LED JSM (bez ekranu)	0
☑ MAGPG-JSM-PI	Joystic z kolorowym wyświetlaczem JSM	860
☐ MAGPG-JSM2IRL	Joystic z kolorowym wyświetlaczem JSM2 + tylko z IR (wysoką rozdzielczość)	1530
☐ MAGPG-JSMIRBT	Joystic z kolorowym wyświetlaczem JSM2 + Bluetooth + IR (wysoką rozdzielczość)	2215

Skrzynka kontrolna CTRL+5		PLN
☐ MAG158709	Skrzynka kontrolna CTRL+5 (przyciski)	4645
☐ MAG158708	Skrzynka kontrolna CTRL+5 (przełączniki)	4645

Skrzynka kontrolna CTRL+5 lokalizacja		PLN
☑ MAG5430	Na podłokietniku po tej samej stronie co joystick	1000
☐ MAG5431	Na podłokietniku, po przeciwnej stronie do joysticka	1000
☐ MAG5432	Mocowanie dla opiekuna (z tyłu)	1000

Gałki Joysticka		PLN
☑ MAGKNOBSTD	Standardowa gałka joysticka	0
☐ MAGPG-KS80	Drążek S80	400
☐ MAGPG-KCHIN	Wgłębienie na podbródek C38	275
☐ MAGPG-KB32	Piłka B32	275
☐ MAGPG-KB38	Piłka B38	400
☐ MAGPG-KM48	Grzybek M48	400
☐ MAGPG-KTBAR	W kształcie litery T, T80	465
☐ MAGPG-KSB70	Miękka piłka SB70	400

Mocowanie Joysticka		PLN
☑ MAGJSRIGHT	Mocowanie po prawej	0
☐ MAGJSLEFT	Mocowanie po lewej	0
☐ MAGPGCYPGC2.03725	Z możliwoscią przekładania miedzy stronami (lewy i prawy)	1935
☐ MAG3330JSM-RH	Mocowanie JSM dla osoby towarzyszącej - po prawej (oparcie MPS)	1695
☐ MAG3330JSM-LH	Mocowanie JSM dla osoby towarzyszącej - po lewej (oparcie MPS)	1695
☐ MAG3329JSM-RH	Mocowanie JSM dla osoby towarzyszącej - po prawej (oparcie Rehab)	1695
☐ MAG3329JSM-LH	Mocowanie JSM dla osoby towarzyszącej - po lewej (oparcie Rehab)	1695

Opcje odchylania joystica		PLN
☑ MAG110050	Mocowanie Joysticka stałe	0
☐ MAG3083-KIT-OS	Mocowanie Joysticka odchylane na ZEWNĄTRZ (z magensami)	1695
☐ MAG3083-KIT-IS	Mocowanie Joysticka odchylane do wewnątrz (z magensami)	1745
☐ MAG3082-KIT-OS	Mocowanie Joysticka odchylane na ZEWNĄTRZ (z zatrzaskiem blokującym)	1695
☐ MAG3082-KIT-IS	Mocowanie Joysticka odchylane do wewnątrz (z zatrzaskiem blokującym)	1745

Pozycja montażu joysticka		PLN
☐ MAG4980	Mocowanie joysticka z regulacją wysokości - do stałego mocowania joysticka	480
☐ MAG3713	Mocowanie joysticka z regulacją wysokości - do odchylanego mocowania joysticka	480
☐ MAG3729STD	Mocowanie z mechanizmem szybkiego zwalniania (do stałego mocowania joysticka)	250
☐ MAG3729SB	Mocowanie z mechanizmem szybkiego zwalniania (do odchylanego mocowania joysticka)	250

Sterowniki specjalne		PLN
☐ MAG5436	Omni2	7480
☐ MAG3391	JSM, Omni2 + sterownik głowy	20890
☐ MAG3335-MPS4550-LH	JSM, Omni2 + sterownik podbródka (lewy)	19815
☐ MAG3335-MPS4550-RH	JSM, Omni2 + sterownik podbródka (prawy)	19815
☐ MAGPG-OMNISCANNER	Omni2 skaner 6-kierunkowy (funkcja pojedynczego przełącznika)	9500
	Mocowanie Omni2	
	☐ MAGOMNILH: Omni2 po lewej	☐ MAGOMNIRH: Omni2 po prawej

Sterowanie dla osoby towarzyszącej		PLN
☐ MAG3330AM-KIT	Moduł sterowania dla osoby towarzyszącej dla oparć MPS	5075
☐ MAG3329AM-KIT	Moduł sterowania dla osoby towarzyszącej dla oparć Rehab	5075
	Sterowanie dla osoby towarzyszącej	
	☐ MAGACLH: po lewej ☐ MAGACRH: po prawej	

Akcesoria		PLN
☐ MAG4471	RAM® uchwyt na kubek	1070
☐ MAG4627	Magic Mobility Stalowy uchwyt na kubek Uchwyt na napoje (zawsze montowany po przeciwnej stronie panelu sterowania/stołu)	1070
☐ MAG4478	Stalowy uchwyt na kubek i telefon Magic Mobility (połączony)	1070
☐ MAG4705	Ładowarka do akcesoriów (1x12V + 2xUSB) - na szynie siedziska, naprzeciw joysticka	1260
☐ MAG6629	Ładowarka do akcesoriów (2xUSB) - na szynie siedziska, naprzeciw joysticka	1165
☐ MAG4801	Ładowarka do akcesoriów (2xUSB) - na piodłokietniku, naprzeciw joysticka	1165
☐ MAG6594	Ładowarka do akcesoriów (2xUSB) - na piodłokietniku, po tej samej stronie co joystick	1165
☐ MAG5360	Głośny klakson	285
☐ MAG4834	A4 Torba na akcesoria (montowana na oparciu)	680
☐ MAG4834RH	A4 Torba na podłokietnik (montowana na prawym podłokietniku)	680
☐ MAG4834LH	A4 Torba na podłokietnik (montowana na lewym podłokietniku)	680
☐ MAG4834-2	A4 Torby na podłokietnik (montowane na prawym i lewym podłokietniku)	1360
☐ MAG5320RHI	A5 Torba na podłokietnik (montowana od wewnątrz, prawy podłokietnik)	680
☐ MAG5320LHI	A5 Torba na podłokietnik (montowana od wewnątrz, lewy podłokietnik)	680
☐ MAG5320RHE	A5 Torba na podłokietnik (montowana na zewnątrz, prawy podłokietnik)	680
☐ MAG5320LHE	A5 Torba na podłokietnik (montowana na zewnątrz, lewy podłokietnik)	680
☐ MAG48345320I	A4 & A5 Torby na podłokietnik (strona joysticka A4, wewnętrzna strona A5)	1360
☐ MAG48345320	A4 & A5 Torby na podłokietnik (strona joysticka A4, zewnętrzna strona A5)	1360
☐ MAGCOVER	Pokrowiec na wózek	2500

Stoliki przezroczyste		PLN
☐ MAG2677	Odchylany mały stolik, 320 x 240mm niedstepny z MAGPGCYPGC2.03725, wymienne mocowanie joysticka	2775
☐ MAG7700	Stół uchylny z magnesem	2775


Tabela wymiarów siedzisko MPS

POWRÓT



Tabela wymiarów siedzisko REHAB

POWRÓT



Wkładka Magic Rehab rozmiary

POWRÓT

MAGIC REHAB INSERT SIZE



Chest Width 'C'	Height 'Y' (mm)
330-470mm	
Large (Xtra tall)	530
Large	480
Large (Short)	430
280-420mm	
Medium (Xtra tall)	530
Medium	480
Medium (Short)	430
260-400mm	
Junior (Xtra tall)	410
Junior	350


- Bolsters can be mounted upside down for increased armpit support
- Bolster heights can be offset up and down, up to 25mm betwen each side (asymmetric)

© Magic Mobility 2016

Dobór siedziska i oparcia Rehab

POWRÓT

REHAB SEAT AND BACK SIZING



© Magic Mobility 2016

Kolory

POWRÓT



MAG5527



MAG5523



MAG5522



MAG5526



MAG5521



MAG5528



MAG5525



MAG5524

Obręcze kół napędowych i specjalne opcje opon

POWRÓT



MAG5924 Srebrne obręcze
MAG5927 Czarne obręcze



MAG5927




MAG5927 Extreme X8 Zestaw do ochrony przed przebiciem



MAG4384 Extreme X8 rolka stabilizująca


Moduły przechylenia siedziska

POWRÓT



Zagłówki

POWRÓT



MPS HEADREST

Podłokietniki

POWRÓT

ARMREST TYPE (1)



STANDARD

Note: 25mm of extra adjustment is added to bottom



DOUBLE STEM

For bariatric users



FLEXI


Flip-up, paralleling

Note: Depending on requested armrest height the Flexi arms will be assembled using slightly different parts. Therefore the range for each armrest will not be the full 220-440mm

Requested Height	Actual Range (Flexi's on MPS back)
220-330mm	220-370mm
340-370mm	250-400mm
380-440mm	330-440mm

Requested Height	Actual Range (Flexi's on Rehab back)
220-330mm	180-360mm
340-440mm	275-440mm





ARMPADS




If **MPS, 50mm, 75mm, gutter or waterfalls** armpads are selected, the length of armpad fitted will generally be based on the seat depth. See below table for details. If specific armpad length is required please state this on order form

SEAT DEPTH ►	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"	23"	24"	
50mm Arm Pad 75mm Arm Pad Gutter Arm Pad Waterfall Arm Pad	255	255	305	305	305	355	355	355	380	380	380	380	380	← Armpad length
MPS Arm Pad	-	-	-	-	355	355	405	405	460	460	460	460	460	← Armpad length


Mocowanie Joysticka

POWRÓT



Swingback Joystick Release Options	
Magnet	Latch
• Requires more force but no dexterity to release	• Requires minimal force but some dexterity to release
• Can potentially release if wheelchair is being driven erratically or over rough terrain	• Will stay locked at all times unless latch is pushed
• Releases more easily if impacted	• Less likely to release if impacted, potentially causing more damage
	• Can be locked in fully swung-back position (optional)
	• Custom levers can be screwed to latch to make releasing it easier for clients with less hand movement






Gałki Joysticka

POWRÓT






Blokada platform podnóżka MK2




Peloty kolanowe

POWRÓT



Tylna płyta bagażnika

POWRÓT



Uchywt na kubek

POWRÓT



Torby na podłokietnik

POWRÓT



For armrest heights
less than 320mm
please select A5 bag
(otherwise bag sits on wheel)

Fits A4 size documents



Mounts under armrest
(unless otherwise requested)

If swingback joystick is selected it is generally more suitable to fit accessory bag to opposite side

© Magic Mol

Stoliki

POWRÓT

TABLE OPTIONS

Clear polycarbonate table shown below. Black HD plastic is also available (typically without folded edges)

Unless a drawing has been supplied with specifications for cut out sizes for stomach and joystick, the slide in and swingover tables will be provided as a kit

Table stem slides into opposite side to joystick



SLIDE IN LARGE TABLE
Table rests on armpad opposite to stem




DOUBLE STEM LARGE TABLE
For chairs with attendant control ONLY (no joystick)



SWINGOVER LARGE TABLE
Table rests on both armpads



SWINGAWAY SMALL TABLE
Width 320 x Depth 240



© Magic Mobility 2016

Uwagi

Extreme X8	PLN
Cena podstawy	
Cena wybranych opcji	
Pakowanie i transport	
Bez VAT	
VAT	
Cena całkowita	

Data			Podpis
Dzień	Miesiąc	Rok	

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl