Schodołaz krzesełkowo- gąsienicowy

Wheelie Stairs

WYRÓB MEDYCZNY

CE



- **Rozkładany uchwyt górny wraz z zagłówkiem dla użytkownika**
- **Prosty w obsłudze kontroler**
- **Dodatkowe uchwyty dla osoby asystującej**
- **Pasy bezpieczeństwa**
- **Możliwość pracy w trybie ręcznym i elektrycznym**
- **Składany podnóżek**

- Klasa B: środowisko domowej opieki
- Rolka podtrzymująca wózek inwalidzki: przednie koło ¢ 70 mm; tylne koło ¢ 125 mm
- System hamulca bezpieczeństwa: **hamulec elektromagnetyczny**
- Zasilanie: **akumulator litowo- jonowy 24V, 13Ah**
- Ładowarka (do akumulatora litowo- jonowego): Moc wejściowa: **AC100-240 V, 50-60 Hz, 1.0A**
- Moc wyjściowa: **DC24V 29,4V, 3.0A**
- Silnik: silnik prądu stałego z magnesami trwałymi, 24V DC, 250W, 13,4A
- Materiał ramy: **stal**
- Materiał tapicerki siedziska, zagłówka i oparcia: gąbka i nylon
- Materiał podłokietników: **gąbka**

- Znamionowy zasięg jazdy: **25 km/h +/- 5km**
- Wysokość wspinania: **100 pięter**
- Max. prędkość: **2 km/h**
- Tryb wspinaczki: **tryb gąsienicowy**
- Waga netto: **30 kg** (z akumulatorem) +/- 2 %
- Rozmiar całkowity: **122x68x125 cm +/- 10%**
- Rozmiar platformy kątowej: **110x90 cm +/- 10%**
- Maksymalna waga użytkownika: **150kg**
- Poziom hałasu: **mniej niż 50 dB**
- Wskaźnik zasilania: **tak**

NEUCA ortopedio by Synoptis

Przewidziane zastosowanie: Schodołaz krzesełkowo- gąsienicowy Wheelie Stairs BME4648 ; Wyrób medyczny przeznaczony jest jako środek transportu dla osób niepełnosprawnych, chorych i niedołężnych. **Producent:** Shanghai Brother Medical Products Manufacturer Co., Ltd 718 Fanou Modern Building, No 2449 Gonghexin Road, Jingan District, Shanghai City, Chiny Tel：0086-21-51876643 e-mail: brothermedical@hotmail.com www.brothermedical.com **EC/REP**: SUNGO Europe B.V. Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, Holandia **Importer:** Synoptis Industrial Sp. z o. o. ul. Forteczna 35-37 87-100 Toruń, Polska www.synoptisindustrial.pl **Dystrybutor:** Ortopedio.pl Sp. z o.o. ul. Forteczna 35-3 87-100 Toruń, Polska

W celu uzyskania pełnych informacji należy zapoznać się z oznakowaniem opakowania i instrukcją używania (jesli dotyczy)