Poprawa jakości życia

Ciesz się korzyściami płynącymi ze zwiększonej mobilności, mniejszego obciążenia fizycznego i możliwości aktywniejszego uczestnictwa w codziennych czynnościach.

MOOST

MOBILITY BOOSTER



Moost Katalog

#wecare

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Większy zasięg

Podróżuj na dłuższe dystanse bez zmęczenia – idealne na zakupy, aktywności na świeżym powietrzu i nie tylko.

Daj sobie możliwość swobodnego poruszania się



Zachowaj energię na to, co naprawdę ważne

Zmień swoją mobilność

MOOST to urządzenie wspomagające, które łatwo mocuje się i odłącza od wózka inwalidzkiego, zapewniając dodatkową moc zawsze, gdy jej potrzebujesz. Ten nowoczesny, sportowy napęd znacząco poprawia Twoją mobilność, pełniąc funkcję Mobility Booster, dzięki czemu możesz oszczędzać energię na inne aktywności.

MOOST: Twój wzmacniacz mobilności

Dzięki MOOST możesz oszczędzać energię, eliminując potrzebę samodzielnego napędzania wózka podczas codziennych czynności i rutynowych zadań. Pozwala to zachować siły na inne ważne czynności w ciągu dnia.

MOOST pomaga zapobiegać urazom mięśni stożka rotatorów w barkach, zmniejszając obciążenie i zużycie, które często towarzyszą ręcznemu napędzaniu wózka inwalidzkiego. Oznacza to, że możesz zachować lepszą kondycję barków i uniknąć bólu i dyskomfortu związanego z urazami przeciążeniowymi.

Co więcej, MOOST wspiera integrację społeczną, uwalniając Twoje ręce, gdy jeździsz z przyjaciółmi lub rodziną. Ciesz się dłuższą interakcją z bliskimi bez konieczności samodzielnego napędzania kół w wózku inwalidzkim.



Wszechstronne zastosowanie

Idealny zarówno do codziennego użytku, jak i na specjalne okazje, kompatybilny z różnymi modelami wózków inwalidzkich.

Bezproblemowe pokonywanie wzniesień

Niezależnie od tego, czy masz przed sobą strome zbocza, czy łagodne wzniesienia, MOOST zapewnia dodatkową moc potrzebną do łatwego pokonywania wzniesień, redukując obciążenie i zmęczenie.
Na płaskim terenie MOOST zapewnia płynną i bezwysiłkową jazdę, pozwalając Ci zachować energię na inne aktywności.

ZWIĘKSZONA MOBILNOŚĆ
W KAŻDEJ SYTUACJI



Zwiększamy Twoją mobilność

Niezależnie od tego, czy poruszasz się po żwirze, mokrych drogach, czy gładkich nawierzchniach, MOOST gwarantuje bezpieczne dotarcie do celu. Konstrukcja kół w połączeniu z innowacyjnym napędem gwarantuje niezawodne działanie w każdym terenie.
Dwukierunkowy bieżnik koła eliminuje tarcie podczas skrętów, zapewniając płynne i łatwe obracanie się bez oporu. Umożliwia również beztarciowy ruch do tyłu.

Jak to działa

Komfort i bezpieczeństwo

MOOST jest wyposażony w centralny wyświetlacz, który służy również jako przycisk start/stop, zapewniając Ci bezstresową jazdę, w której możesz skupić się wyłącznie na dotarciu do celu.

Po włączeniu systemu MOOST wystarczy nacisnąć obręcze, aby aktywować system i cieszyć się wspomaganiem jazdy do przodu. Można również nacisnąć pokrętło na wyświetlaczu, aby automatycznie uruchomić wspomaganie. Aby wyłączyć wspomaganie, można zmniejszyć prędkość za pomocą obręczy lub nacisnąć przycisk aktywacji.



Moost został zaprojektowany do uniwersalnego zastosowania, obsługuje zarówno sztywne (o stałej ramie), jak i składane modele wózków inwalidzkich.



Składana rama
Standardowy wózek inwalidzki

Sztywna rama
Wózek inwalidzki aktywny



Składana rama
Wózek inwalidzki aktywny



Dotrzyj do celu bez stresu i wysiłku

Zasięg do

#wecare **20KM**

Maksymalna prędkość do

#wecare **6KM/H**

www.vermeiren.pl



Lepsza jakość życia

„Byłem pod wrażeniem, jak łatwo było przyzwyczaić się do kontrolera. Już po kilku minutach poczułem się pewnie. Mogłem się poruszać bez wysiłku i pocenia! To naprawdę pozwala mi oszczędzać energię na rzeczy, które naprawdę mają znaczenie".

Alex R
Użytkownik wózka inwalidzkiego

VERMEIREN Polska sp. z o.o.
ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica - Polska
info@vermeiren.pl - www.vermeiren.pl

R.O.: **VERMEIREN GROUP**, Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgia - BL Moost PL 2026-01 v1.0