

NETTI V FAMILY

PIĄTKA ZA IDEALNE DOPASOWANIE

– nawet w przypadku zmiany potrzeb użytkownika lub poziomu jego sprawności.


TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA
LUB ETYKIETĄ.



IDELANE DOPASOWANIE

Netti V dostosowuje się do zmian w wymiarach ciała użytkownika i/lub jego poziomu sprawności funkcjonalnej. Nie ma potrzeby zmiany na inny wózek inwalidzki.

- ✓ **REGULOWANA WYSOKOŚĆ SIEDZISKA**
- ✓ **REGULOWANA SZEROKOŚĆ I GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA**
- ✓ **IDEALNY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI**



high five!

NETTI V
– DLA IDEALNEGO DOPASOWANIA

Wybierz model, który pasuje do Twojego stylu życia.

Wózek Netti V łączy w sobie zalety wózka aktywnego i komfortowego. Daje Ci to możliwość przyjemnego poruszania się, niezależnie od tego, czy napędzasz go samodzielnie, czy potrzebujesz pomocy opiekuna. Dzięki dużemu zakresowi funkcji przechyłu (tilt) możesz z łatwością odpoczywać w ciągu dnia. Konstrukcja wózka sprawia, że łatwo dostosować go do zmieniających się potrzeb – często bez konieczności dokupowania nowych akcesoriów.

Elastyczna budowa zapewnia łatwe przystosowanie wózka do nowych użytkowników oraz niskie koszty eksploatacji.

PROFIL UŻYTKOWNIKA

- ✓ Asymetrie, takie jak skolioza
- ✓ Użytkownicy o budowie górnej części ciała w kształcie litery A lub V
- ✓ Użytkownicy chcący samodzielnie napędzać wózek
- ✓ Wysokie wymagania w zakresie komfortu i możliwości personalizacji
- ✓ Potrzeba wsparcia w pozycjonowaniu, stabilizacji i korekcji postawy
- ✓ Użytkownicy z hemiplegią
- ✓ Brak lub ograniczona stabilność tułowia i ciała
- ✓ Schorzenia reumatyczne
- ✓ Urazy czaszkowo-mózgowe
- ✓ Osoby po amputacji kończyn dolnych
- ✓ Ograniczona mobilność lub siła mięśniowa
- ✓ Młodzież w okresie wzrostu



NETTI V
Elastyczny wózek inwalidzki dostosowuje się do indywidualnych potrzeb, nawet w dłuższej perspektywie.



NETTI V EL
Elektryczna regulacja kąta oparcia, kąta nachylenia siedziska oraz podnóżków, co ułatwia zmianę pozycji siedzącej zarówno użytkownikowi, jak i opiekunowi.



NETTI V ALL-ROUND
Możliwość samodzielnego obsługiwania przez użytkownika przechyłu (tilt) do 20° oraz uniwersalne podnóżki dla aktywnych użytkowników, którzy mogą samodzielnie napędzać wózek. Opcja konfiguracji modelu Netti V.



NETTI V BASE
Idealna baza do tworzenia indywidualnie dostosowanych rozwiązań siedzisk. Okrągłe rurki oparcia oraz opcjonalny adapter siedziska umożliwiają łatwe mocowanie i obsługę wyprofilowanych systemów siedzisk.



Netti V w swoim „środowisku domowym", Stavanger, Norwegia.



ZMIENIA SIĘ RAZEM Z TOBĄ

Unikalne możliwości regulacji pozwalają na dopasowanie wózka do potrzeb użytkownika oraz jego poziomu sprawności funkcjonalnej, zazwyczaj bez konieczności dodawania dodatkowych części.

Wózek inwalidzki Netti V został zaprojektowany z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Płynnie dostosowuje się do zmieniających się okoliczności życiowych – czy to w wyniku ewolucji schorzeń medycznych, czy wahań w wymiarach ciała – zapewniając trwały komfort, wsparcie i funkcjonalność.

Liczne opcje regulacji oraz szeroka gama akcesoriów umożliwiają łatwą modyfikację wózka inwalidzkiego.

Zapewnia to również łatwą adaptację wózka dla kolejnego użytkownika o innych wymaganiach.



Głębokość siedziska +/- 175 mm



Szerokość siedziska +50 mm Rzeczywista szerokość siedziska elastyczność siedziska, podnóżków i oparcia



Wysokość siedziska + 100 mm

WYNOSI CIĘ


na wyżs



ELASTYCZNA I OPATENTOWANA REGULACJA WYSOKOŚCI

Jeden wózek, nieograniczone możliwości.

Łatwa regulacja wysokości siedziska pozwala na dostosowanie wózka do poziomu aktywności oraz stanu zdrowia użytkownika. Niezależnie od tego, czy napęd odbywa się ręcznie za pomocą ciągów, stopami, czy wózek jest pchany przez opiekuna – wysokość siedziska można zmienić w kilku szybkich krokach. Przekłada się to na niskie koszty eksploatacji, ponieważ ten sam wózek może być użytkowany przez długi czas, a w razie potrzeby może zostać łatwo przystosowany do potrzeb nowego użytkownika.



zy poziom



70 mm zakresu regulacji wysokości siedziska za pomocą wspornika siedziska

100 mm zakresu regulacji wysokości siedziska poprzez zmianę położenia kół.

169 mm zakresu regulacji wysokości siedziska poprzez zmianę rozmiaru kół.





Wózek Netti V pozwala w pełni cieszyć się wizytą w kawiarni dzięki niskiemu ustawieniu siedziska. Na zdjęciu: „The Garden" w Stavanger, Norwegia.

ZNAJDŹ SWOJĄ *równowagę*





WYJĄTKOWA STABILNOŚĆ I BALANS

Możliwość regulacji środka ciężkości oraz rozstawu osi gwarantuje optymalną jazdę i doskonałą zwrotność wózka.

Dzięki unikalnej konstrukcji ramy z regulowanym środkiem ciężkości i rozstawem kół, wózek charakteryzuje się optymalnymi właściwościami jezdnymi.

Przekłada się to na optymalne ustawienie kół dla użytkowników aktywnych, napędzających wózek ręcznie. Ponadto optymalizacja środka ciężkości sprawia, że wózek jest łatwy do odchylenia nawet przez użytkowników samodzielnie obsługujących funkcję przechyłu.



Rozstaw osi
Aby zapewnić optymalną stabilność, istnieje możliwość cofnięcia kół napędowych o 110 mm



Balans siedziska
Siedzisko można regulować bezstopniowo na ramie wózka, co pozwala na idealne wyważenie konstrukcji.



Regulacja oparcia
Oparcie można przesunąć o 25 mm do przodu lub do tyłu, jeśli wymagana jest dodatkowa korekta wyważenia.



Dostosowanie środka ciężkości oraz rozstawu kół zapewnia dobrą zwrotność

IDEALNE

dopasowanie



Niewielka szerokość całkowita i mały promień skrętu zapewniają lepszą zwrotność w ciasnych przestrzeniach.

Online quick guide:
www.my-netti.com



ADAPTACJA

PERSONALIZACJA DLA PEŁNEGO KOMFORTU

- ✓ Regulacja wysokości siedziska w zakresie 100 mm przy standardowych kołkach
- ✓ Regulacja rzeczywistej szerokości siedziska w zakresie 25 lub 50 mm (siedzisko, podparcie nóg i oparcie)
- ✓ Regulacja głębokości siedziska w zakresie 175 mm
- ✓ Możliwość dostosowania do różnych typów budowy górnej części ciała
- ✓ Odwiedzenie nóg 50 mm

KOREKTA ASYMETRII

Wózek pozwala na kompensację asymetrii dzięki regulowanym bocznym podparciom głowy, asymetrycznemu ustawieniu oparcia oraz zintegrowanej funkcji odwiedzenia nóg.

STABILIZACJA TUŁOWIA

Dzięki regulowanym pasom i możliwości ustawienia rurek oparcia w kształcie litery V, A lub H, wózek zapewnia użytkownikowi najwyższy poziom wsparcia i stabilizacji.

REDUKCJA NACISKU

Ergonomiczne punkty zgięcia w biodrach i kolanach zapobiegają ześlizgiwaniu się użytkownika oraz ograniczają powstawanie sił ścinających, chroniąc skórę przed urazami.

BOGATE WYPOSAŻENIE DODATKOWE


Szeroka gama akcesoriów zapewnia optymalne dopasowanie do potrzeb użytkownika.



Regulowane pasy oparcia zapewniają optymalne dopasowanie oraz możliwość ustawienia rurek oparcia zgodnie z anatomią tłowia



Zintegrowane odwiedzenie nóg 50 mm



Możliwość asymetrycznego ustawienia zagłówka

ŁATWA OBSŁUGA

Szybkie dopasowanie do użytkownika i łatwość manewrowania na co dzień.

Wózki inwalidzkie Netti V zostały zaprojektowane z myślą o łatwym dopasowaniu do potrzeb użytkownika oraz wygodzie opiekunów podczas codziennego użytkowania. Aby jeszcze bardziej to ułatwić, przygotowaliśmy serię filmów instruktażowych. Zeskanuj kod QR znajdujący się tutaj lub na ramie wózka.



Kółka antywywrotne obsługiwane stopą



Czerwone uchwyty ułatwiające intuicyjną obsługę



Uchwyt regulacji kąta nachylenia umieszczony pod podłokietnikiem



Tilt
-3° – 30°
45° tilt opcja: -3,6° – 45°
All-round opcja: -3° – 20°



Recline
Netti V & All-round opcja: 85° – 130°
Netti V EL: 90° – 118°
Dynamic back opcja: 90° – 118°
45° tilt opcja: 88° – 110°

SPECYFIKACJA

Netti V Family

Szerokość siedziska	350 mm (-400 mm) 400 mm (-450 mm) 450 mm (-500 mm) 500 mm (-550 mm)
Szerokość całkowita	24"+7" koła: szerokość siedziska +210 mm 16"+7" koła: szerokość siedziska: +195 mm
Możliwa wysokość siedziska od podłogi do płyty siedziska	24"+7" koła: 386 – 486 mm Opcja konfiguracji: 345 – 514 mm
Głębokość siedziska	375 – 550 mm
Wysokość oparcia	515 mm Opcja konfiguracji: 613 mm
Maksymalna waga użytkownika	135 kg
Maksymalna waga użytkownika podczas transportu samochodem	135 kg
Kąt siedziska(tilt)	-3° – 30° 45° tilt opcja: -3,6° – 45° Netti V All-round opcja: -3° – 20°
Kąt oparcia (recline)	Netti V, Netti V Base: 85° – 130° Netti V EL: 90° – 118° Dynamic back opcja: 90° – 118° 45° tilt opcja: 88° – 110° Netti V All-round opcja: 85° – 130°
Wysokość podłokietnika od płyty siedziska do nakładki podłokietnika)	185 – 325 mm
Długość całkowita – z oparciem i podnóżkami w pozycji pionowej oraz siedziskiem w pozycji poziomej	1,000 – 1,200 mm
Długość po złożeniu – bez podnóżków	780 mm
Promień skrętu – z podnóżkami w pozycji pionowej	666 – 702 mm
Crash tested	Zgodnie z ISO-7176-19



Netti V to wielofunkcyjny wózek inwalidzki z nachylanym i odchylanym oparciem do transportu częściowo lub całkowicie unieruchomionych osób w wieku nastoletnim lub dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną i/lub umysłową.

PRODUCENT: ALU REHAB AS, BEDRIFTSVEIEN 23, 4353 KLEPP STASJON, NORWEGIA
PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MDH SP. Z O.O. , UL. MARATOŃSKA 104, 94-107 ŁÓDŹ,
TEL. +48 42 676 32 54, MDH.REHABILITACJA@MEYRAGROUP.COM

WYDANIE 06.2026